

Colorido artificialmente

SUPLEMENTO ALIMENTAR DE COLÁGENO TIPO II EM CÁPSULA MOLE

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção: 0,275 g (1 cápsula)		
	0,275 g	% VD *
colágeno **	40 mg	
colágeno tipo II não desnaturado **	1,6 mg	
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras <i>trans</i> , fibras alimentares e sódio.		
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.		
** 40 mg de colágeno de frango que fornece 10 mg de colágeno total e 1,6 mg de colágeno tipo II não desnaturado.		



Zero
açúcar



Zero
lactose



Não contém
glúten

INGREDIENTES: óleo de soja, colágeno de frango com colágeno tipo II não desnaturado, emulsificante: lecitina, glaceante: cera de abelha, cápsula (água purificada, gelificante: gelatina, umectante: glicerol e corante: óxido de ferro amarelo).

**ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.**

O que é REVITAM COLÁGENO TIPO II?

O REVITAM COLÁGENO TIPO II é um suplemento alimentar que auxilia na manutenção da cartilagem articular.

A cartilagem articular é composta por células denominadas condrócitos e pela matriz extracelular, composta principalmente por colágeno tipo II e proteoglicanos. Essas moléculas conferem as propriedades da cartilagem como rigidez e elasticidade. O equilíbrio entre a produção e a renovação desses componentes garante a manutenção das funções da cartilagem¹.

Durante a vida e em algumas doenças, como a osteoartrite, o colágeno tipo II e outras estruturas articulares sofrem degeneração, resultando em perda funcional da cartilagem¹.

A suplementação de colágeno auxilia no tratamento de algumas desordens articulares, como a osteoartrite e artrite reumatoide, que envolvem inflamação e degradação da cartilagem articular¹⁻⁴. O uso continuado de colágeno tipo II não hidrolisado leva a redução da dor e melhora da mobilidade articular em indivíduos com doenças articulares, bem como em indivíduos saudáveis, com dor relacionada à prática de atividade física.

Referências bibliográficas:

1 - Rezende UM. Cartilagem Articular e Osteoartrose. Acta Ortop Bras 8(2) - abr/jun, 2000.

2 - Crowley DC, et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Nt J Med Sci 2009; 6(6):312-321.

3 - Lugo J, et al. Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013; 10: 48.

4 - Bioiberica. B-2COOL® Low dose, great effects.

Disponível em: https://www.bioiberica.com/files/pagina/pdf/20180308125339_1.pdf

Acesso em: 12/06/2018.

Recomendação de uso:

Adultos: Ingerir por via oral, 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do médico e/ou do nutricionista.

Como REVITAM COLÁGENO TIPO II deve ser armazenado?

Mantenha em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz, calor e umidade.

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.

NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.

Fabricado por

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
Rua Solange Aparecida Montan 49
Jandira SP CEP 06610-015
CNPJ 49.475.833/0014-12
SAC 0800 724 6522
Indústria Brasileira